




# Domédia

## Pèse-personne électronique en verre

### Notice d'utilisation



EB9033 - Pile lithium 3V (CR2032)



**Lisez attentivement ces instructions avant la première utilisation,  
puis conservez cette notice.**

**Afin d'éviter des dégâts provoqués par une utilisation incorrecte, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Veuillez tenir compte tout particulièrement des consignes de sécurité.**

**Attention :**


- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.**
- **Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité.**
- **Les piles usées doivent être enlevées du produit.**
- **Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre et déposées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.**
- **Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.**

## **CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

1. La plaque de verre de la balance peut être glissante lorsqu'elle est mouillée. Vous devez donc veiller à ce qu'elle soit sèche en permanence.

2. Tenez-vous droit sans bouger pendant la pesée.
3. Veillez à NE JAMAIS frapper, heurter ou faire tomber la balance.
4. Votre balance étant un instrument de précision, vous devez la manipuler avec le plus grand soin.
5. Nettoyez votre balance avec un chiffon humide et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur. N'utilisez JAMAIS de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
6. Rangez votre balance dans un endroit frais et sec.
7. Votre balance doit toujours être en position horizontale.
8. Si vous ne parvenez pas à allumer votre balance, vérifiez qu'elle contient une pile et que celle-ci n'est pas usée. Insérez ou remplacez la pile, selon le cas.
9. Si un message d'erreur s'affiche ou si vous ne parvenez pas à éteindre la balance pendant une longue période, retirez la pile pendant environ 3 secondes, puis réinstallez-la afin de régler ce problème logiciel. Si le problème n'est toujours pas résolu, demandez conseil à votre revendeur.
10. La balance ne doit pas être utilisée à des fins commerciales.

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION :**



### **■ PILE**

Pile lithium 1 x 3 V (CR2032). Veuillez retirer le film isolant présent sur le contact de la pile avant utilisation.

## ■ REMPLACEMENT DE LA PILE




Illustration 1


Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la balance,

- A) Retirez la pile usagée à l'aide d'un objet pointu comme indiqué sur l'illustration 1.
- B) Installez la nouvelle batterie en plaçant un côté de la pile sous la cloison puis appuyez sur l'autre côté.  
Veillez à respecter la polarité.

## ■ UTILISATION




Étape 1 : Pour obtenir des mesures précises, placez la balance sur un sol dur et plat (éviter les surfaces molles ou les tapis).



Étape 2. Montez doucement sur la balance. Cela aura pour effet de l'allumer. Tenez-vous debout sans bouger sur la balance, en répartissant votre poids de manière égale.

Au bout de quelques instants, le chiffre correspondant à votre poids se stabilise sur l'afficheur.

### Pesage de charges supplémentaires :




Une fois l'affichage de votre poids stabilisé, vous pouvez peser des charges supplémentaires. Pour obtenir une nouvelle mesure de poids, la charge supplémentaire à peser doit être supérieure à 2 kg.

Exemple : Pour savoir combien pèse votre bébé, vous pouvez vous peser d'abord, puis prendre votre bébé dans vos bras sans descendre de la balance.

La valeur qui s'affiche correspond à votre poids augmenté de celui de votre bébé. En soustrayant votre poids (première valeur) au poids total (seconde valeur), vous obtiendrez le poids de votre bébé.


## ■ ARRÊT AUTOMATIQUE



Lorsque vous descendez de la balance, celle-ci s'arrête automatiquement. L'arrêt est également automatique lorsque l'afficheur indique la même valeur pendant environ 15 secondes.

## ■ CONVERSION DES UNITÉS DE POIDS


Si votre balance peut afficher les poids dans le système métrique (kilogrammes) et dans le système impérial (livres, stones), procédez comme suit pour faire la conversion :



Bouton de changement d'unité

- A) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la balance.
- B) Déplacer le bouton de gauche à droite pour passer du système métrique (kg) au système impérial (st-lb).

## ■ INDICATION DE SURCHARGE




**Surcharge de la balance** (le poids de pesée maxi. est indiqué sur la balance). Si ce poids est atteint, veuillez descendre de la balance pour ne pas l'endommager.

## ■ INDICATION DE PILE USAGÉE



**Pile usagée.** Veuillez la remplacer par une neuve.

## ■ ÉCHEC DE LA PESÉE



Si le message « E » s'affiche lorsque vous descendez de la balance, cela signifie qu'il y a une **erreur de lecture**. Veuillez réessayer.

## **GARANTIE :**

Cet appareil est garanti 1 an à compter de sa date de vente par le distributeur sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture datés).

Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces détachées.

Sont exclus de la garantie:

- Tout dommage consécutif à une utilisation impropre de l'appareil (usage professionnel non autorisé).




Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais orienté vers les points de collecte mis à votre disposition. Il peut présenter un danger pour l'environnement.



# Domedia

## Glazen elektronische personenweegschaal

### Gebruikershandleiding



EB9033 - Lithiumbatterij 3V (CR2032)



**Lees aandachtig de instructies voor het eerste gebruik en bewaar deze handleiding.**



**Gelieve aandachtig deze gebruikershandleiding te lezen om schade door een onjuist gebruik te voorkomen. Houd vooral rekening met de veiligheidsrichtlijnen.**

**Opgelet:**


- **Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring en kennis van het apparaat, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.**
- **Geen verschillende types batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen tezamen gebruiken.**
- **Bij het plaatsen van de batterijen de polariteit respecteren.**
- **Gebruikte batterijen verwijderen uit het product.**
- **De batterijen moeten op een veilige manier worden afgevoerd. De batterijen wegwerpen in de hiervoor voorziene inzamelbakken (raadpleeg uw verkoper) teneinde het milieu te beschermen.**
- **De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan een te grote warmte zoals van de zon, een vuur of een gelijkaardige warmtebron.**

## **GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN**

1. De glazen plaat van de weegschaal kan glad zijn wanneer ze nat is. U moet er dus op toezien dat zij altijd droog is.
2. Blijf tijdens het wegen rechtop staan zonder te bewegen.
3. **NOOIT** tegen de weegschaal slaan, ze niet blootstellen aan schokken of laten vallen.

4. Uw weegschaal is een precisie-instrument, u moet het dus met de grootste zorgvuldigheid behandelen.
5. Reinig uw weegschaal met een vochtige doek en zorg dat er geen vloeistof in de weegschaal komt. Gebruik NOOIT chemische of schurende reinigingsproducten.
6. Berg uw weegschaal op een koele en droge plaats op.
7. Uw weegschaal moet altijd in horizontale positie zijn.
8. Indien u er niet in slaagt de weegschaal aan te schakelen, controleer dan of zij een batterij bevat en of deze niet leeg is. Plaats een batterij of vervang ze, afhankelijk van de situatie.
9. Indien er een foutmelding verschijnt en u er niet in slaagt de weegschaal uit te schakelen gedurende een lange tijd, verwijder dan de batterij gedurende ongeveer 3 seconden en plaats ze opnieuw om dit softwareprobleem op te lossen. Indien het probleem nog steeds niet is opgelost, raadpleeg dan uw verkoper.
10. De weegschaal mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.


## **GEBRUIKSAANWIJZING:**



### **■ BATTERIJ**

Lithiumbatterij 1 x 3 V (CR2032). Verwijder de isolerende filmlaag op het contactpunt van de batterij voor gebruik.

## ■ VERVANGING VAN DE BATTERIJ



Afbeelding 1


Open het deksel van het batterijvakje aan de achterzijde van de weegschaal.

- A) Verwijder de lege batterij met behulp van een puntig voorwerp zoals aangegeven in afbeelding 1.
- B) Plaats de nieuwe batterij door een zijde van de batterij onder het afdekplaatje te schuiven, druk vervolgens op de andere zijde. Respecteer de polariteit.

## ■ GEBRUIK




Stap 1: Om precieze een meetaanduiding te verkrijgen, de weegschaal op een harde en vlakke ondergrond plaatsen (vermijd zachte oppervlakken of tapijten).



Stap 2: Ga zachtjes op de weegschaal staan. Hierdoor treedt zij in werking. Blijf rechtop staan zonder op de weegschaal te bewegen en verdeel uw gewicht op evenredige wijze.

Na enkele ogenblikken zal het cijfer dat overeenstemt met uw gewicht op de display zich stabiliseren.

### Het wegen van bijkomende lasten:




Wanneer de aanduiding van uw gewicht zich gestabiliseerd heeft, kunt u bijkomende lasten wegen. Elke bijkomende te wegen last moet zwaarder zijn dan 2 kg om een nieuwe waarde te verkrijgen.

Voorbeeld: Om te weten hoe zwaar uw baby weegt, kunt u eerst uzelf wegen, vervolgens uw baby in uw armen nemen zonder van de weegschaal af te stappen.

De waarde die wordt weergegeven stemt overeen met uw gewicht vermeerderd met dat van uw baby. Door uw gewicht (eerste waarde) af te trekken van het totaalgewicht (tweede waarde), verkrijgt u het gewicht van uw baby.


## ■ AUTOMATISCHE STOP



Wanneer u van de weegschaal stapt gaat zij automatisch uit. Zij schakelt ook automatisch uit wanneer de display gedurende ongeveer 15 seconden dezelfde waarde aangeeft.

## ■ OMZETTING GEWICHTSEENHEDEN


Indien uw weegschaal de gewichten in het metrische systeem kan aangeven (kilogram) en in het imperiale systeem (ponden, stones), gaat u als volgt te werk om de gewichtsaanduiding om te zetten:



Knop aanpassing meeteenheid

- Open het deksel van het batterijvakje aan de achterzijde van de weegschaal.
- Schuif de knop naar links of naar rechts om om te schakelen van het metrische systeem (kg) naar het imperiale systeem (st-lb).

## ■ AANDUIDING VAN OVERBELASTING



**Overbelasting van de weegschaal** (het maximumweegbereik is aangegeven op de weegschaal).


Gelieve van de weegschaal af te stappen wanneer dit gewicht wordt bereikt om haar niet te beschadigen.

## ■ AANDUIDING LEGE BATTERIJ



Batterij leeg. Gelieve deze te vervangen door een nieuwe.

## ■ WEGEN MISLUKT



Wanneer de boodschap « E » verschijnt wanneer u van de weegschaal afstapt, betekent dit dat er een **leesfout** is opgetreden. Gelieve het opnieuw te proberen.

## **GARANTIE:**

Dit apparaat heeft een garantie van één jaar vanaf de verkoopdatum door de verdeler, tegen voorlegging van het aankoopbewijs (gedateerd kasticket of factuur).

Deze garantie dekt de onderhoudskosten en de wisselstukken.

Vallen niet onder de garantie:

- Elke beschadiging ten gevolge van een verkeerd gebruik van het apparaat (niet-toegestaan professioneel gebruik).




Dit apparaat mag niet weggeworpen worden met het huishoudelijk afval maar moet naar een hiervoor voorzien inzamelpunt worden gebracht. Het kan een gevaar betekenen voor het milieu.



# Domedia

## Elektroniczna waga łazienkowa ze szkła

### Instrukcja obsługi



EB9033 - Bateria litowa 3V (CR2032)



**Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować do późniejszego wglądu.**

**Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem, prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.**

### **Uwaga:**

- **Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone lub też osoby, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia bądź wiedzy, chyba że pozostają one pod opieką i nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która przekazała im niezbędne informacje dotyczące prawidłowej obsługi urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Prace dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat i bez nadzoru osób dorosłych.**
- **Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii, ani używać jednocześnie baterii nowych i starych.**
- **Baterie muszą być zainstalowane z zachowaniem polaryzacji.**
- **Zużyte baterie muszą być wyjęte z urządzenia.**
- **Baterie pilota zdalnego sterowania muszą być usunięte w sposób bezpieczny. Wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika (zapytać sprzedawcy), aby przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego.**
- **Baterii nie należy wystawiać na działanie zbyt wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia lub innych źródeł wysokiej temperatury.**


## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I CZYSZCZENIA**

1. Szklana płyta wagi może być śliska, gdy jest mokra. Należy więc zwracać uwagę, na to czy jest cały czas sucha.
2. Podczas ważenia, należy stać prosto i nie ruszać się.
3. NIGDY nie uderzać i nie rzucać wagą.



4. Waga jest przyrządem precyzyjnym - zachować szczególną ostrożność.
5. Do czyszczenia wagi używać wilgotnej szmatki i uważać, by płyn nie przedostał się do środka. NIGDY nie stosować chemicznych lub trących środków czyszczących.
6. Przechowywać wagę w chłodnym i suchym miejscu.
7. Waga musi zawsze znajdować się w położeniu poziomym.
8. Jeżeli wagi nie można włączyć, należy sprawdzić czy w środku znajduje się bateria i czy nie jest zużyta. W zależności od sytuacji, włożyć lub wymienić baterię.
9. Jeżeli wyświetli się komunikat o błędzie lub nie można wyłączyć wagi przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię na około 3 sekundy, a następnie włożyć ponownie, aby zresetować program. Jeżeli problem nadal występuje, należy poprosić o poradę sprzedawcę urządzenia.
10. Waga nie może być wykorzystywana do celów handlowych.


## INSTRUKCJA OBSŁUGI:



### ■ BATERIA

Bateria litowa 1 x 3 V (CR2032). Przed rozpoczęciem użytkowania, należy usunąć folię izolującą ze styku baterii.

## ■ WYMIANA BATERII




Ilustracja 1


Otworzyć pokrywę komory na baterie, znajdującą się z tyłu wagi,

- A) Wyjąć zużytą baterię za pomocą ostrego przedmiotu, jak pokazano na ilustracji 1.
- B) Założyć nową baterię wsuwając jedną stronę baterii pod przegrodę, a następnie nacisnąć z drugiej strony.  
Zwrócić uwagę na polaryzację.

## ■ OBSŁUGA




Krok 1: Aby uzyskać dokładne pomiary, należy ustawić wagę na twardej i płaskiej powierzchni (unikając miękkich powierzchni lub dywanów).



Krok 2: Stańc delikatnie na wadze. Spowoduje to włączenie wagi. Wyprostować się i rozłożyć równomiernie ciężar ciała. Po chwili, na wyświetlaczu wyświetli się twoja waga.

### Ważenie dodatkowego ciężaru:




Gdy wartość wagi ustabilizuje się, można ważyć dodatkowe ciężary. Każdy dodatkowy ciężar musi przekraczać 2 kg, aby na wyświetlaczu wyświetliła się nowa wartość.

Przykład: Aby dowiedzieć się ile waży twoje dziecko, najpierw zważ siebie, a następnie weź swoje dziecko na ręce, nie schodząc z wagi.

Wyświetlana wartość to twoja waga zwiększona o wagę twojego dziecka. Odejmując twoją wagę (pierwsza wartość) od wagi całkowitej (druga wartość), otrzymasz wagę twojego dziecka.


## ■ AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE



Po zejściu z wagi, waga wyłączy się automatycznie. Wyłączenie automatyczne następuje również wtedy, gdy wyświetlacz pokazuje taką samą wartość przez 15 sekund.

## ■ KONWERSJA JEDNOSTEK WAGI


Jeżeli waga może wyświetlać wagę w systemie metrycznym (kilogramy) oraz w systemie imperialnym (funty, kamienie), można wykonać konwersję w następujący sposób:



Przycisk zmiany jednostki

- A) Otworzyć pokrywę komory na baterie, znajdującą się z tyłu wagi.
- B) Przeszukać przełącznik do góry lub w dół, aby zmienić system metryczny (kg) na system imperialny (st-lb).

## ■ SYGNALIZACJA PRZECIĄŻENIA




**Przebieżenie wagi** (maksymalny pomiar wagi jest zaznaczony na wadze). Jeżeli ta waga zostanie osiągnięta, należy zejść z wagi, aby jej nie uszkodzić.

## ■ SYGNALIZACJA ZUŻYTEJ BATERII



**Zużyta bateria.** Należy wymienić baterię na nową.

## ■ BŁĄD POMIARU



Komunikat « E » wyświetlony w momencie schodzenia z wagi sygnalizuje błąd odczytu. Należy wejść ponownie.

## REKLAMACJA:

Reklamacja przysługuje po okazaniu dowodu zakupu (paragon kasowy lub faktura z datą).

Reklamacja dotyczy wad wykonania i części zamiennych.

Reklamacja nie obejmuje:

- Jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia spowodowanego jego nieprawidłowym użytkowaniem (zastosowanie do celów profesjonalnych jest zabronione).




Urządzenie nie powinno być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami domowymi, lecz przekazane do specjalnego punktu zbiórki. Urządzenie może stanowić zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.



# Domédia

## Balança electrónica em vidro

### Manual de utilização



EB9033 - Pilha de lítio de 3V (CR2032)



**Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização e  
guarde-as para consulta futura.**

**Para evitar qualquer desgaste provocado por uma utilização incorrecta, leia atentamente estas instruções sobre o modo de utilização. Preste especial atenção às instruções de segurança.**

### **Atenção:**


- **Este aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e por pessoas sem experiência ou conhecimentos, desde que estejam sob uma vigilância adequada ou caso as instruções relacionadas com a utilização do aparelho, em total segurança, lhes tenham sido transmitidas e os riscos incorridos tenham sido compreendidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças, excepto se tiverem mais de 8 anos e estiverem sob vigilância de um adulto.**
- **Não devem ser misturados diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com pilhas usadas.**
- **As pilhas devem ser instaladas respeitando a polaridade.**
- **As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.**
- **As pilhas devem ser eliminadas de forma segura. Estas devem ser colocadas em recipientes de recolha adequados (consulte o seu revendedor) para proteger o ambiente.**
- **As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo, ao do sol, à chama ou de origem semelhante.**

## **CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E LIMPEZA**

1. A placa de vidro da balança pode tornar-se escorregadia quando molhada. Por isso, deve garantir que está sempre seca.
2. Mantenha-se imóvel e direito durante a pesagem.
3. NUNCA bata, pontapeie nem deixe cair a balança.

4. Esta balança é um instrumento de precisão, manuseie-a com grande cuidado.
5. Limpe a balança com um pano húmido e não deixe qualquer líquido penetrar no interior. NUNCA utilize produtos de limpeza químicos ou abrasivos.
6. Guarde a balança num local fresco e seco.
7. A balança deve estar sempre em posição horizontal.
8. Caso não consiga activar a balança, verifique se possui a pilha e se a pilha não estará gasta. Introduza ou substitua a pilha, conforme o caso.
9. Caso seja apresentada uma mensagem de erro ou caso não consiga apagar a balança após um longo período de tempo, retire a pilha durante cerca de 3 segundos e, de seguida, volte a instalá-la para corrigir o problema de software. Caso o problema persista, consulte o seu revendedor.
10. A balança não deve ser utilizada para fins comerciais.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:



### ■ PILHA

Pilha de lítio 1 x 3 V (CR2032). Antes da utilização, retire a película isolante existente no contacto da pilha.



## ■ SUBSTITUIÇÃO DA PILHA




Ilustração 1


Abra a tampa do compartimento da pilha situado na parte traseira da balança,

- A) Retire a pilha gasta utilizando um objecto pontiagudo conforme indicado na ilustração 1.
- B) Respeitando a polaridade, insira a pilha nova sob a cobertura, com a polaridade (+) voltada para cima, e, de seguida, pressione.

## ■ UTILIZAÇÃO




Passo 1: Para obter medições precisas, coloque a balança sobre um piso plano e sólido (evitar superfícies acolchoadas, moles ou tapetes).



Passo 2: Suba para a balança com cuidado. Isto irá activar a balança. Mantenha-se imóvel em pé sobre a balança, repartindo o seu peso uniformemente.

Em breves instantes, será apresentado no visor o número correspondente ao seu peso.

### Determinação de pesos adicionais:




Após a estabilização da indicação do seu peso, pode determinar outros pesos. Cada peso adicional a calcular deve ultrapassar os 2 kg, para que seja obtido um novo valor.

Exemplo: Para saber quanto pesa o seu bebé, pode pesar-se em primeiro lugar e, de seguida, pegar no bebé sem descer da balança.

O valor apresentado corresponde à soma do seu peso com o do bebé. Ao subtrair o seu peso (primeiro valor) ao valor total (segundo valor) obtém o peso do bebé.


## ■ DESACTIVAÇÃO AUTOMÁTICA



Assim que desce da balança, esta apaga-se automaticamente. Esta desactivação é igualmente automática quando o visor indica o mesmo valor durante cerca de 15 segundos.

## ■ CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESO


Se a sua balança apresenta os pesos no sistema métrico (quilogramas) e no sistema imperial (libras, stones), proceda da seguinte forma para efectuar a conversão:



Botão de alteração de unidade

- Abra a tampa do compartimento da pilha situado na parte traseira da balança.
- Mova este botão para cima ou para baixo para passar do sistema métrico (kg) para o sistema imperial (st-lb).

## ■ INDICADOR DE SOBREGARGA



Carga excessiva na balança (o peso máx. admissível está indicado na balança).


Caso este peso seja atingido, saia da balança para não a danificar.

## ■ INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DE PILHA



Pilha gasta. Substitua-a por uma nova.

## ■ FALHA DA PESAGEM



Se for apresentada a mensagem « E » quando descer da balança, significa que houve um **erro de leitura**. Tente novamente.

## **GARANTIA:**

A este equipamento aplicam-se as disposições previstas no Decreto-Lei nº 67/2003 de 8 de Abril alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 84/2008 de 21 de Maio, relativo às garantias de bens móveis de consumo.

A garantia é accionada sob condição de apresentação da prova de compra (recibo de caixa ou factura, ambos com data).

Esta garantia cobre a mão-de-obra e as peças de substituição.

A garantia exclui:

- Qualquer dano causado por uma utilização incorrecta do aparelho (utilização profissional não autorizada).



Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os em instalações de reciclagem sempre que estas existirem. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre a reciclagem. Pode apresentar um perigo para o ambiente.